

Стерильные полистироловые пробирки с герметичными крышками

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bai@nt-rt.ru || сайт: <https://biosigma.nt-rt.ru>

REF: BSM400
PROVETTE STERILI CON TAPPO A PRESSIONE IN PS
STERILE TUBES WITH PRESSURE CAP IN PS



Provetta cilindrica da 10ml.

Provetta cilindrica Ø16x100 mm da 10 ml con fondo ad "U" graduata, con bordo. Prodotta in Polistirolo cristallo (PS) perfettamente trasparente. Provetta fornita con tappo in Polietilene (PE) di colore giallo. Sterile in confezione multipla da 250 pezzi. Dispositivo apirogeno e Latex free.

10ml cylindrical test tube.

Cylindrical test tubes Ø16x100 mm with "U" bottom, graduated, with rim. Manufactured in Cristal Polystyrene (PS) transparent. Test tubes supplies with yellow Polythylene (PE) cap. Sterile in bags of 250 pieces. Pyrogen free and Latex free device

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI TECHNICAL FEATURES		
Fabbricante	Aptaca S.p.A.	Manufacturer
Codice Fabbricante	1009/TG/SG	Manufacturer Item Code
Stato microbiologico	STERILE RAGGI BETA STERILE BETA RAYS	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – Test tube
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - cap
Temperature tollerate provetta	MIN -10 °C MAX +70 °C	Temperature range - test tube
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +80°C	Temperature range - cap
Dimensioni provetta (mm)	Ø 16 X 100	Dimensions - test tube (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 17 X 20	Dimensions – cap (mm)
Volume (ml)	10,0	Volume (ml)
Volume nominale (ml)	15,0	Nominal volume (ml)
Scala graduata (ml)	1,0 - 2,5 - 5,0 - 10,0	Graduated scale (ml)
Spessore (mm)	1,0	Thickness (mm)
Peso provetta (gr.)	4,15	Weight - test tube (gr.)
Peso tappo (gr.)	0,95	Weight – cap (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere un campione biologico umano (per esempio urina, sangue, sperma, saliva,


REF BSM402

PROVETTA CILINDRICA DA 10ML

GRADUATA, CON BORDO IN POLISTIROLO CRISTALLO (PS), AD ALTA TRASPARENZA. CORREDATA DI TAPPO IN POLIETILENE DI COLORE ROSSO. CON ETICHETTA APPLICATA. STERILE IN CONFEZIONE MULTIPLA DA 250 PEZZI. APIROGENA E LATEX FREE

10ML CYLINDRICAL TEST TUBE

GRADUATED, WITH RIM IN CRYSTAL POLYSTYRENE (PS), HIGH TRANSPARENCY. WITH RED POLYETHYLENE CAP. WITH APPLICATED LABEL. STERILE IN BAGS OF 250 PIECES. PYROGEN FREE AND LATEX FREE



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

CODICE CND: W050301020102

Produttore	Aptaca SpA		Manufacturer
CODICE DEL FABBRICANTE	1009/TE/SG		Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE		Microbiological status
MATERIALE provetta	Polistirolo/Polystyrene		Tube MATERIAL
MATERIALE tappo	Polietilene/ Polyethylene		Cap MATERIAL
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C	MAX +70°C	Temperature range - test tube
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C	MAX +80°C	Temperature range - cap
Dimensioni provetta (mm)	Ø 16 X 100		Dimensions - test tube (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 17 X 20		Dimensions – cap (mm)
Volume (ml)	10		Volume (ml)
Volume Nominale (ml)	15		Nominal volume (ml)
Scala graduata	1,0 - 2,5 - 5,0 - 10,0		Graduated scale
Spessore (mm)	1,0		Thickness (mm)
Peso provetta (gr.)	4,15		Weight - test tube (gr.)
Peso tappo (gr.)	0,95		Weight – cap (gr.)
Quantità confezione	1250 pz / pcs		QUANTITY/BOX
Confezione interna	250 pz / pcs		Confezione interna
Validità	5 anni/ 5 years		Shelf life

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE” to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

REF BSM408
PROVETTA CONICA IN POLISTIROLO (PS) DA 10ML
GRADUATA, CON TAPPO DI COLORE GIALLO, STERILE.

10ML CONICAL TEST TUBE IN CRYSTAL POLYSTYRENE (PS),
GRADUATED, WITH YELLOW CAP. STERILE



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

CODICE CND: W050301020102

Produttore	LP ITALIANA SPA	Manufacturer
CODICE DEL FABBRICANTE	112118	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
MATERIALE provetta	Polistirolo/Polystyrene	Tube MATERIAL
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range - test tube
Dimensioni provetta (mm)	Ø 16 X 100	Dimensions - test tube (mm)
Volume (ml)	10	Volume (ml)
Scala graduata	0,5 - 1 - 2,5 - 5 - 10 ml	Graduated scale
Etichetta	Si / yes	Label
Quantità confezione	2000 pz / pcs	QUANTITY/BOX

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

REF BSM410
PROMED ® PR. 16x100 mm 10 ml CONICA IN POLISTIROLO
CON TAPPO ROSSO + ETICHETTA, STERILE SFUSA
PROMED ® TEST TUBE 16x100 mm 10 ml CONICAL IN POLYSTYRENE WITH RED
CAP AND LABEL ,STERILE IN BULK



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

CODICE CND: W050301020102

Produttore	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE DEL FABBRICANTE	21155	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
MATERIALE provetta	Polistirolo/Polystyrene	Tube MATERIAL
MATERIALE TAPPO	Polietilene/ Polyethylene	CAP MATERIAL
ASPETTO	Conica / Conical	APPEARANCE
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range - test tube
Dimensioni provetta (mm)	Ø 16 X 100	Dimensions - test tube (mm)
Altezza con tappo	110 mm	Height with cap
Volume (ml)	10	Volume (ml)
Scala graduata	0,5 – 1 – 2,5 – 5 – 10 ml	Graduated scale
Superficie di scrittura dati paziente	DATE, TEST, NAME	Frosted label for patient data
Quantità confezione	800 pz / pcs	QUANTITY/BOX

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE” to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS


Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

REF: BSM400
PROVETTE STERILI CON TAPPO A PRESSIONE IN PS
STERILE TUBES WITH PRESSURE CAP IN PS



Provetta cilindrica da 10ml.

Provetta cilindrica Ø16x100 mm da 10 ml con fondo ad “U” graduata, con bordo. Prodotta in Polistirolo cristallo (PS) perfettamente trasparente. Provetta fornita con tappo in Polietilene (PE) di colore giallo. Sterile in confezione multipla da 250 pezzi. Dispositivo apirogeno e Latex free.

10ml cylindrical test tube.

Cylindrical test tubes Ø16x100 mm with “U” bottom, graduated, with rim. Manufactured in Cristal Polystyrene (PS) transparent. Test tubes supplies with yellow Polythylene (PE) cap. Sterile in bags of 250 pieces. Pyrogen free and Latex free device

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI TECHNICAL FEATURES		
Fabbricante	Aptaca S.p.A.	Manufacturer
Codice Fabbricante	1009/TG/SG	Manufacturer Item Code
Stato microbiologico	STERILE RAGGI BETA STERILE BETA RAYS	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – Test tube
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - cap
Temperature tollerate provetta	MIN -10 °C MAX +70 °C	Temperature range - test tube
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +80°C	Temperature range - cap
Dimensioni provetta (mm)	Ø 16 X 100	Dimensions - test tube (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 17 X 20	Dimensions – cap (mm)
Volume (ml)	10,0	Volume (ml)
Volume nominale (ml)	15,0	Nominal volume (ml)
Scala graduata (ml)	1,0 - 2,5 - 5,0 - 10,0	Graduated scale (ml)
Spessore (mm)	1,0	Thickness (mm)
Peso provetta (gr.)	4,15	Weight - test tube (gr.)
Peso tappo (gr.)	0,95	Weight – cap (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life

DESTINAZIONE D’USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” adatto a contenere un campione biologico umano (per esempio urina, sangue, sperma, saliva,

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bai@nt-rt.ru || сайт: <https://biosigma.nt-rt.ru>